

NYDA®

Acaba con piojos y liendres en una sola aplicación¹



¡QUÍTASELO DE LA CABEZA!

FORMA DE USO

Siga estas instrucciones para eliminar satisfactoriamente la infestación por piojos de la cabeza. Antes del tratamiento con NYDA®, inspeccione todo el cabello de cada miembro de la familia con la lendrerita NYDA®, cuyo color y diseño ha sido especialmente pensado para facilitar la detección de los piojos. Trate a todas las personas con piojos el mismo día para evitar una nueva infestación. Puede usarse un peine normal antes del tratamiento para desenredar el cabello. Este peine debe limpiarse meticulosamente después de su uso. Se recomienda iniciar el tratamiento solamente cuando se visualicen piojos vivos. Si se han utilizado con anterioridad a este producto otros productos pediculicidas, lávese adecuadamente la cabeza con un champú cosmético. La persona infestada deberá utilizar gorros de ducha, peines, toallas, de uso individual. No utilizar secador eléctrico. El tratamiento debe repetirse al cabo de 7 días si persistiera la infestación. NYDA® puede aplicarse varias veces.

Cómo debe usarse NYDA®:

Antes de usar NYDA® por primera vez, retire el tapón de rosca de la botella y enrosque en la misma la bomba dispensadora con fuerza. Mantenga siempre la botella pulverizadora en vertical o si no la bomba no podrá trabajar correctamente. Será necesario cebar la bomba, mediante bombeo, cuando se use por primera vez y cuando haya estado sin usar durante un largo periodo de tiempo.

1. Humedezca el pelo completamente con NYDA® y déjelo actuar.

NYDA® debe aplicarse sobre cabello seco. Las liendres son bastante resistentes y particularmente difíciles de eliminar. Pulverice NYDA® por todo el cabello realizando un masaje para repartir la solución hasta que el cabello esté completamente impregnado. Esto garantiza que todos los piojos y liendres entran en contacto con la solución y que el producto puede actuar con una eficacia óptima. La cantidad de NYDA® necesaria depende del grosor y la longitud del cabello. Asegúrese que el pelo detrás de las orejas y la nuca está bien cubierto con la solución. Para asegurar la eliminación en su totalidad de las liendres, deje actuar NYDA® durante al menos 30 minutos. Después de este tiempo, si NYDA® se ha aplicado correctamente, los piojos estarán muertos y las liendres serán inocuas sin capacidad de producir piojos que sobrevivan.

2. Tras 30 minutos, peine el cabello cuidadosamente usando la lendrerita NYDA®.

¿Cuál es la manera correcta de usar la lendrerita NYDA®? Divida el cabello en diversas secciones y divida cada sección en mechones finos. Peine cada mechón individualmente, empezando tan cerca del cuero cabelludo como sea posible, es decir, peinando desde la raíz hasta las puntas. Sujete cada mechón de cabello que se haya tratado con la lendrerita y límpiela con una toallita de papel antes de continuar. **Importante:** Mantenga la lendrerita con el lado de las letras hacia fuera.

3. Lave el cabello con un champú normal.

Tras 30 minutos, puede lavar el cabello y aclarar NYDA® con su champú habitual.

4. Control del tratamiento.

Debe revisarse el pelo tras 8-10 días. Si detecta piojos vivos y ha seguido las instrucciones correctamente, es muy probable que se haya producido una reinfestación. En tal caso, debe repetirse la aplicación tal como se ha descrito anteriormente.

